


**KOLOROTERAPIA
BIOPTRON Compact III**

NOWOCZESNA
TERAPIA KOLOREM
WYKORZYSTUJĄCA
BIOINFORMACJĘ
I STYMULACJĘ CZAKR





KOLOR TO ENERGIA, KOLOR TO ŻYCIE, KOLOR TO ZDROWIE



C O L O R T H E R A P Y ● ● ● ● ○ ○ ○

Zamknij oczy i spróbuj wyobrazić sobie świat w czerni i bieli: zrozumiesz jak ważną rolę odgrywają w naszym życiu kolory i jaki mają wpływ na nasz organizm i wszystkie jego zmysły. Żyjemy w kolorowym środowisku, w którym barwy i odcienie nieustannie wpływają na nasz umysł i ciało.

Wiele lat temu naukowcy i lekarze rozpoznali ogromny potencjał kolorów i sformułowali podstawy **koloroterapii**. Dziś wiele osób korzysta z dobroczynnych skutków leczenia kolorami: Koloroterapia BIOPTRON powstała przy zastosowaniu unikalnej technologii, która umożliwia stosowanie światła i koloru samodzielnie, we własnym domu.

Koloroterapia BIOPTRON Compact III jest wynikiem wielu doświadczeń w dziedzinie leczenia za pomocą kolorów i światła. Działa na dwa sposoby: poprzez **bioinformację punktów uciskowych lub stymulację czakr**. Połączenie tych dwóch terapii oraz wyjątkowe filtry wyposażone w bioinformacje sprawiają, że urządzenie jest **absolutną innowacją** w zakresie domowych urządzeń do terapii kolorem.

Koloroterapia to zastosowanie **kolorów i światła** w celu zrównoważenia i zwiększenia naszej energii, aby nasze ciało, umysł i duch były **zdrowe, spokojne i harmonijne**.


Kolor to czysta wibracja, która może zmniejszać lub zwiększać naszą energię.

Terapia kolorem nie zastąpi konwencjonalnego leczenia medycznego, ale jeżeli chcesz **doenergetyzować i przywrócić równowagę Twojemu ciału i umysłowi**, terapia kolorem jest bardzo skuteczną metodą leczenia.

REGENERACJA
W NOWYM WYMIARZE




KOLOROTERAPIA



BIOPTRON® 
COLOR THERAPY By Angster Group

KOLORY I ICH WŁAŚCIWOŚCI


Czerwony



CZERWONY symbolizuje zdrowie, ogień, ciepło, krew, namiętność, siłę woli, przetrwanie, gniew, temperament, niebezpieczeństwo, destrukcję. Stymuluje i pobudza. Daje nam poczucie mocy. Jest używany w celu dodania energii, pobudzenia ruchowego, wywołania natychmiastowej reakcji, namiętności. Zastosowany w sygnalizacji świetlnej, znaku Czerwonego Krzyża, etc.



Pomarańczowy



POMARAŃCZOWY to wesoły, radosny, kreatywny i ciepły kolor, połączenie energii fizycznej i właściwości umysłowych. Jest to kolor kreatywności i umiejętności przystosowania się. Wprawia w pozytywny nastrój i stan wesołości. Pomarańczowy symbolizuje ciepło oraz powodzenie i odnosi się do szacunku dla samego siebie: np.: pomarańczowa ściana w jadalni wzmacnia jedność rodziny, pomarańczowe zachody słońca relaksują.




Żółty



ŻÓŁTY to kolor intelektu i percepcji. W dawnych czasach był to kolor symbolizujący życie i radość. Żółty jest związany z poczuciem własnej wartości i tego, jaki mamy stosunek do siebie samych. Jest to kolor osobowości i ego. Jest psychologicznie wskazany dla stanów przygnębienia i melancholii. Jest kolorem jasności, pewności, uroku, pobudza do twórczego myślenia. Na przykład, biznesmeni powinni nosić żółte krawaty dla większej pewności siebie.




ZIELONY to kolor miłości, postępu, młodego rozwoju, niedoświadczenia, płodności, nadziei, równowagi i nowego życia. To także kolor zazdrości, zawiści i zachowań przesądnych, ze względu na to, że jest to kolor wyrażający uczucia. To także kolor uspokajający i wyciszający. Zielone fartuchy noszone przez chirurgów uspokajają pacjenta poprzez wzmacnianie systemu odpornościowego. Zwalcza także stres, np.: spacer po zielonych polach sprzyja relaksacji, etc.




Zielony

NIEBIESKI jest psychologicznie bardziej uspokajający niż zielony, w stanach emocjonalnych. Jest to kolor medytacji i ekspansji duchowej, ponieważ relaksuje umysł. Niebieski jest kolorem prawdy, oddania, spokoju i szczerości. To kolor wyższych wartości mentalnych. Niebieski związany jest z wyrażaniem własnego „ja”. Jest kolorem pokoju, komfortu i wiarygodności. Niebieskie znaki informujące o bliskim położeniu szpitala nawiązują do uczucia spokoju, cierpliwości i zdrowia, podczas gdy niebieskie uniformy wzmacniają poczucie bezpieczeństwa i niezawodności.




Niebieski

INDYGO to kolor psychologicznie wskazany dla dyscypliny, struktury, wiary i skuteczności. Uważa się go także za pomocny w usuwaniu uzależniających emocji. Indygo pobudza i wzmacnia poczucie odpowiedzialności za siebie. Symbolizuje strukturę, koncentrację i obowiązek: np.: ciemnoniebieskie-indygo garnitury biznesowe, mundurki szkolne, etc.



Indygo

FIOLETOWY jest psychologicznie związany z samowiedzą i świadomością duchową. Od zawsze uważany za kolor, który leczy, sprzyja połączeniu się ego i ducha. Jest silnym kolorem i nie powinien być stosowany u dzieci. Jako kolor relaksujący i duchowy jest stosowany w kościołach, na pogrzebach, (aby wzbudzić uczucie bliskości z Bogiem dla pocieszenia i zrozumienia), w salach terapeutycznych, domach opieki, sprawia, że zapominamy o codziennych troskach.




Fioletowy

KOLOROTERAPIA BIOPTRON: DOBRE SAMOPOCZUCIE DLA TWOJEGO CIAŁA I UMYŚŁU



BIOPTRON Compact III

7 kolorowych filtrów stymulujących Czakry




Produkty kosmetyczne:



Crystal Cream
Light Fluid
Balancing Gel

6 kolorowych filtrów zawierających bioinformację zgodnie z koncepcją Bioinformacji



Światło BIOPTRON jest spolaryzowane, jego fale elektromagnetyczne oscylują tylko w płaszczyznach równoległych, co sprawia, że światło to staje się wysoko penetrujące. Urządzenie nie wytwarza ani promieni ultrafioletowych, ani znacznego ciepła: **BIOPTRON Compact III** jest urządzeniem bezpiecznym, nie wywołuje **żadnych negatywnych skutków ubocznych**.

Terapia kolorem i światłem, poprzez wytwarzanie równowagi w ciele za pomocą stymulacji **stanów fizycznych i emocjonalnych**, ma na celu usunąć przyczynę choroby, a nie tylko jej skutki.

Koloroterapia BIOPTRON Compact III bazuje na **2 koncepcjach** – koncepcji bioinformacji dla punktów uciskowych oraz stymulacji czakr – poprzez korzystne działanie:

- Światła
- 6 kolorowych filtrów zawierających bioinformację
- 1 filtra w kolorze indygo
- 3 produktów kosmetycznych: Light Fluid, Balancing Gel, Crystal Cream

Koloroterapia BIOPTRON Compact III jest łagodna, bezpieczna i skuteczna. Poprawia nastrój za pomocą kolorów, a także dzięki cennym, zawierającym bioinformację, zapachom i esencjom będącym składnikami produktów kosmetycznych.



Kolorowe filtry do BIOPTRON Compact III **wytwarzane są ręcznie we Francji** w Verrerie de St-Just, gdzie tradycyjnie dmuchane szkło wyróżnia się wspaniałym połyskiem i wysokim stopniem przezroczystości. Każdy kolorowy filtr, dzięki wysokiej jakości szkła zapewnia **optymalne załamanie** światła, świetlistą intensywność koloru i przepuszcza jedynie właściwą część spektrum światła.

W tym celu, po wytworzeniu szklanych filtrów* we Francji, wzbogaca się je **bioinformacjami**. Biofizyczny system transferowy używany w filtrach został **opracowany wyłącznie dla BIOPTRON AG przez Instytut Bioinformacji w Zurychu**.

**6 szklanych filtrów ulega procesowi bioinformacji: filtr indygo jest specjalnie barwionym szklanym filtrem o płaskim kształcie.*

KOLOROWE FILTRY BIOPTRON Compact III




STYMULACJA CZAKR ZA POMOCĄ KOLORÓW



BIOPTRON Compact III

7 kolorowych filtrów stymulujących Czakry



Koloroterapia Bioptron Compact III oparta na zasadzie stymulacji Czakr kolorem, została wyposażona w 7 kolorowych filtrów zawierających bioinformację umożliwiającą skuteczną stymulację czakr.

Terapia kolorem oparta jest na **7 głównych czakrach**, które są centrami energetycznymi umiejscowionymi w ludzkim ciele. Każda z czakr jest pulsującym wirem energii. Są one naszymi kolorowymi bateriami: kiedy są w pełni naładowane, znajdujemy się w stanie równowagi, zdrowia i dobrego samopoczucia; jeżeli jedna z nich jest rozładowana (pusta), cierpi cały organizm. Terapia kolorem dąży do tego, aby „baterie czakr” były cały czas naładowane.

Częstotliwość światła związana z każdym kolorem spektrum odpowiada częstotliwości energii każdej z 7 głównych czakr oraz częstotliwości narządów, mięśni i kości położonych w obszarze czakry. Na przykład, pomarańczowy ma związek z czakrą sakralną, a także z jajnikami, jądrami, nerkami, miednicą, śledzioną, jelitami, odcinkiem krzyżowym kręgosłupa. Czakry są także połączone z gruczołami endokrynnymi, które produkują hormony.

Opisy w poniższej tabelce są przykładami tradycyjnych zastosowań kolorów w stymulacji czakr:

Siedem kolorowych filtrów BIOPTRON Compact III można stosować w celu aktywowania pojedynczych czakr, otrzymując silny efekt dla ciała, umysłu i ducha. Gdy czakra jest przeładowana konkretnym kolorem, może być zrównoważona przez kolor dopełniający.

CHAKRA	KOLOR	POŁOŻENIE	POWIĄZANIE FIZJOLOGICZNE	STYMULACJA HORMONALNA	REAKCJA FIZJOLOGICZNA
podstawy	czerwony	podstawa kręgosłupa	nadnercza, odbytnica	adrenalina	strach lub odwaga, samoświadomość
sakralna	pomarańczowy	dolna część brzucha	jajniki, jądra, nerki, jelito	hormony płciowe	przyjemność, szacunek dla samego siebie
splotu słonecznego	żółty	żołądek	trzustka, wątroba, przewód pokarmowy, skóra	insulina	jasność, poczucie własnej wartości
serca	zielony	serce	grasica, system odpornościowy, krążenie, płuca	tymozyna	współczucie, miłość
gardła	niebieski	gardło	tarczycza, układ oddechowy	tyroksyna	kommunikacja, wyrażanie własnego „ja”
trzeciego oka	indygo	czoło	przysadka mózgowa, oczy, zatoki	stymulacja hormonów	intuicja, odpowiedzialność za siebie
korony	fioletowy	czubek głowy	szyszynka, mózg, system nerwowy	melatonina	oświecenie, samowiedza

STYMULACJA CZAKR ZA POMOCĄ KOLORÓW



CZAKRA PODSTAWY – CZERWONY

CZERWONY	MIEJSCE	CZAS
stymulacja i pobudzenie nerwów, jest skuteczny w przypadku upośledzenia zmysłów węchu, dotyku, wzroku, słuchu i smaku	czakra podstawy	czerwony 10 min, niebieski 2 min przez okres trzech tygodni
stymulacja krążenia krwi; stosować w przypadku uczucia zimna	czakra podstawy	czerwony 20 min, niebieski 5 min
odzyskanie utraconej energii	czakra podstawy	czerwony 15 min, niebieski 3 min w zależności od potrzeb
energia dla wątroby	po prawej stronie brzucha	czerwony 3-5 min, niebieski 1 min przez 1 tydzień
korzystny wpływ na system mięśniowy, w celu wyleczenia lumbago	na skurczony mięsień	czerwony 10 min, niebieski 2 min dwa razy dziennie, aż do zmniejszenia bólu
ulga w bólach artretycznych	na bolące miejsca	czerwony 5 min, niebieski 1 min, aż do zmniejszenia bólu



CZAKRA SAKRALNA – POMARAŃCZOWY

POMARAŃCZOWY	MIEJSCE	CZAS
łagodna stymulacja tętna bez wpływu na ciśnienie krwi; stosować w przypadku niskiego ciśnienia krwi przy chorobie serca	czakra sakralna	pomarańczowy 3-5 min, indygo 1 min jeden raz dziennie, aż do polepszenia
korzystny wpływ na wyleczenie zerwanych więzadeł czy złamanych kości	w miejscu kontuzji	pomarańczowy 3-5 min, indygo 1 min dwa razy dziennie, aż do całkowitego wyleczenia
łagodny środek przeciwdepresyjny	czakra sakralna	pomarańczowy 5 min, indygo 1 min dziennie, aż do polepszenia
ulga w bólach menstruacyjnych i zaburzeniach równowagi podczas menopauzy	czakra sakralna	pomarańczowy 5 min, indygo 1 min przez 5 dni
stymulacja produkcji pokarmu po urodzeniu dziecka	na każdą pierś	pomarańczowy 3 min, indygo 1/2 min raz dziennie
wzmocnienie płuc	na każde płuco	pomarańczowy 3 min, indygo 1/2 min przez tydzień



CZAKRA SPLOTU SŁONECZNEGO – ŻÓŁTY

ŻÓŁTY	MIEJSCE	CZAS
korzystny wpływ na układ nerwowy; używany aby wzmocnić nerwy i stymulować mózg	splot słoneczny	żółty 10 min, fioletowy 2 min
oczyszczenie krwiobiegu poprzez stymulację układu limfatycznego	splot słoneczny	żółty 3-5 min, fioletowy 2 min przez trzy tygodnie, najlepiej wraz z zastosowaniem lekkiej diety
korzystny wpływ na zaparcia	na pępek	żółty 10 min, fioletowy 2 min aż do wyzdrowienia
pozytywny wpływ na wyczerpanie psychiczne	splot słoneczny	żółty 15 min, fioletowy 3 min przez 2-3 dni
ulga w niestrawności, przeciwdziałania kwasowości	splot słoneczny	żółty 20 min, fioletowy 5 min
regenerujący wpływ na skórę	splot słoneczny i obszar skórný	żółty 10 min, fioletowy 2 min raz w tygodniu

STYMULACJA CZAKR ZA POMOCĄ KOLORÓW



CZAKRA SERCA – ZIELONY

ZIELONY

działa na układ nerwowy współczulny (część centralnego układu nerwowego).

redukuje napięcie w naczyniach krwionośnych i obniża ciśnienie krwi

balsam na duszę

emocjonalne ukojenie

odbudowanie tkanek i mięśni

terapia wstrząsowa

działanie łagodnego środka dezynfekującego, bakteriobójcze i antyseptyczne

MIEJSCE

czakra serca

czakra serca na kręgosłup

czakra serca

na osłabione mięśnie

czakra serca

obszar dotknięty chorobą

CZAS

zielony 5 min, czerwony 1/2 min, aż do polepszenia

zielony 20 min, czerwony 2 min

zielony 10 min, czerwony 1 min

zielony 10 min, czerwony 1/2 min, aż do polepszenia

zielony 10 min, czerwony 1/2 min

zielony 20 min, czerwony 1 min



CZAKRA GARDŁA – NIEBIESKI

NIEBIESKI

przynosi efekt chłodzący na stan zapalny

poprawa metabolizmu i witalności

redukuje napięcie nerwowe

ulga dla bolącego gardła, zapalenia krtani, zapalenia migdałków, ań, zatokanych uszu

uspokojenie nadaktywnych dzieci

przyspieszenie gojenia oparzeń

MIEJSCE

czakra gardła

czakra gardła

czakra gardła, tył szyi

czakra gardła

czakra gardła

w miejscu oparzenia

CZAS

niebieski 10 min, czerwony 1 min, raz dziennie przez tydzień

niebieski 10 min, czerwony 1 min, raz w tygodniu

niebieski 20 min, czerwony 2 min

niebieski 10 min, czerwony 1 min, dwa razy dziennie

Niebieski 10 min, Czerwony 1 min raz dziennie przez tydzień

niebieski 10min, czerwony 1/2 min, dwa razy dziennie, aż do polepszenia



CZAKRA TRZECIEGO OKA – INDYGO

INDYGO

zwalczanie bezsenności

pobudzenia wzrostu tkanek

przynosi ulgę przy ostrym bólu zatok

łagodzenie bólu pleców

pomoc w zmniejszeniu krwawienia

korzystny wpływ na leczenie egzemy

MIEJSCE

czakra trzeciego oka

na poparzenia

czakra trzeciego oka, oczy

czakra trzeciego oka oraz na bolące miejsce

na krwawiącą część ciała

na skórę

CZAS

indygo 10 min, pomarańczowy 1 min

indygo 5 min, pomarańczowy 1 min odpowiednio do potrzeb

indygo 5 min, pomarańczowy 1 min dwa razy dziennie w zależności od potrzeb

indygo 10 min, pomarańczowy 1 min

indygo 20 min, pomarańczowy 2 min

indygo 5 min, pomarańczowy 1 min, przez tydzień





CZAKRA KORONY – FIOLETOWY

FIOLETOWY

przynosi ulgę i pocieszenie dla osób z zaburzeniami psychicznymi

stosowany jako środek antyseptyczny dla skóry

stymuluje produkcję białych ciałek krwi w śledzionie

wpływa na rozszerzenie naczyń krwionośnych i obniżenie ciśnienia krwi

posiada uspokajający wpływ na system nerwowy i serce, uśmierzenie bólu głowy

stosowany przy schorzeniach głowy, skóry głowy i wstrząśnieniach mózgu

MIEJSCE

czakra korony w kierunku tylnej części głowy

na skórę

prawa strona brzucha

czakra korony

czakra korony w kierunku tylnej części głowy

czakra korony

CZAS

fioletowy 10 min, żółty 1 min przez tydzień

fioletowy 5 min, żółty 1 min

fioletowy 15 min, żółty 1 min przez tydzień

fioletowy 10 min, żółty 1 min przez tydzień

fioletowy 15 min, żółty 1 min

fioletowy 15 min, żółty 1 min

KORONA

TRZECIE OKO

GARDŁO

SERCE

SPLOT SŁONECZNY

SAKRALNA

PODSTAWY




DZIAŁANIE KOLOROTERAPII BIOPTRON COMPACT III ZA POMOCAŃ BIOINFORMACJI



BIOPTRON Compact III

6 kolorowych filtrów zawierających bioinformację



Produkty kosmetyczne:



Crystal Cream
Light Fluid
Balancing Gel




Bioptron Compact III to **wyjątkowe urządzenie do koloroterapii, produkowane w Szwajcarii**, wykorzystujące filtry wyposażone w bioinformację oraz łączące zastosowanie koloroterapii poprzez bioinformację oraz stymulację czakr.

Bioinformacja bazuje na założeniu, iż ciało ludzkie nieustannie emituje pole fal elektromagnetycznych, zwane aurą. To **pole elektromagnetyczne** okalające ciało jest światłem, jakie emituje nasze ciało: jesteśmy przecież „żywymi fotokomórkami”, niezbyt odmiennymi od roślin, a zjawisko *fotosyntezy* jest bliskie *przemianie materii*, która zachodzi w naszym organizmie.

Pole elektromagnetyczne, które otacza każdą żywą istotę, przekazuje ważne informacje o każdym indywidualnym organizmie: ten typ informacji, wraz z kondycją ciała fizycznego nazywamy **bioinformacją**.

Proces regeneracyjny oparty jest na właściwościach **roślin, kamieni szlachetnych, pierwiastków śladowych jak również gazów szlachetnych, substancji fermentujących**, etc. Po wkomponowaniu w odpowiednie nośniki, mogą one konkretnie wpływać na możliwości samoleczenia Twojego organizmu. Poprzez własne pole elektromagnetyczne ciało wymienia cykl istotnych bioinformacji.

Kolorowe Światło i Esencje Roślinne BIOPTRON Compact III: zastosowane na Twoje ciało lub za pośrednictwem czakr na poszczególne organy, przywracają równowagę i dobre samopoczucie.



C O L O R T H E R A P Y



SPECJALNA KOMPOZYCJA SIŁ I ZAPACHÓW

Koloroterapia BIOPTON Compact III specjalnie opracowana do zastosowania przy punktach ucisku, została uzupełniona o trzy doskonałe, wysokiej jakości produkty kosmetyczne, zawierające bioinformację, odpowiednio przygotowujące i relaksujące skórę, dla lepszego wnikania kolorowego światła i długotrwałych rezultatów terapii.

- **Light Fluid**
- **Balancing Gel**
- **Crystal Cream**

Kosmetyki te są integralną częścią i niezastąpionym uzupełnieniem bioinformacyjnej terapii kolorem dla punktów uciskowych.

Te trzy produkty zostały stworzone na bazie najlepszych **ekstraktów i olejków eterycznych**, połączonych ze sobą w celu uzyskania harmonii i równowagi dla Twojego organizmu. Kompozycja esencji i kolorów skomponowana jest tylko z czystych, naturalnych produktów takich jak kokos, kukurydza, ziarna palmowe wzbogacone w **bioinformację, co zwiększa efektywność i przyjemność w stosowaniu koloroterapii na punkty uciskowe.**

Preparaty **powinny być stosowane zgodnie z pięcioma różnymi programami specjalnie opracowanymi dla Koloroterapii BIOPTON Compact III.**

Trzy produkty znajdują się w jednym opakowaniu i mogą być wymieniane oddzielnie.

Do stosowania **Koloroterapii BIOPTON Compact III na punkty uciskowe zostało opracowanych 12 Programów Leczenia.** Zanim zastosujesz urządzenie, sprawdź odpowiedni program tak, aby uzyskać najlepsze rezultaty używania tego wyjątkowego urządzenia do Koloroterapii.

JAK STOSOWAĆ PRODUKTY KOSMETYCZNE

- **Light Fluid:** rozprowadź na powierzchni skóry. Pozostaw na chwilę, następnie zetrzyj cząstki potu i zanieczyszczeń, które pojawiły się na powierzchni skóry. Osoby wrażliwe na olejki eteryczne mogą odczuwać krótkie (ale całkowicie nieszkodliwe) pieczenie oczu. W takim przypadku nie rozprowadzaj Light Fluidu w okolicach oczu.
- **Balancing Gel:** przytrzymaj dłoń pod otworem butelki i naciśnij na dozownik. Rozprowadź Balancing Gel na, poddawanej terapii, powierzchni skóry.
- **Crystal Cream:** przytrzymaj dłoń pod otworem butelki i naciśnij na dozownik. Rozprowadź Crystal Cream, na poddawanej terapii, powierzchni skóry.

PRODUKTY KOSMETYCZNE DO KOLOROTERAPII BIOPTON



12 PROGRAMÓW LECZENIA

JAK STOSOWAĆ BIOPTRON Compact III
Zachowaj odległość około 10 cm (4 cale), skieruj pasmo kolorowego światła urządzenia BIOPTRON na miejsce, które chcesz poddać leczeniu.
Przy leczeniu małej powierzchni, która jest całkowicie pokryta przez pasmo światła, trzymaj urządzenie nieruchomo.
Przy leczeniu większej powierzchni ciała, powoli przesuwaj urządzenie, aby pokryć światłem poszczególne miejsca. Szybkie ruchy mogą wywołać niepokój i zakłócać przebieg leczenia.

JAK STOSOWAĆ KOLOROWE SZKLANE FILTRY
Po pierwsze zdejmij fabrycznie zainstalowany oryginalny filtr, który jest ważną częścią Terapii Światłem BIOPTRON, ale nie jest używany w Koloroterapii BIOPTRON.

Nałóż odpowiednie kolorowe szklane filtry na urządzenie bez stosowania zbytniego nacisku. Po użyciu usuń je ostrożnie.

Staraj się utrzymać kolorowe szklane filtry w czystości.

Czyść je od czasu do czasu, używając miękkiej, zwilżonej ściereczki.

Nie stosuj silnych detergentów, ani też nie myj filtrów w zmywarce.

Nie zmieniaj przebiegu leczenia. Jego kolejność jest określona przez energetyczne i dynamiczne powiązania obowiązujące w tym programie.

Koloroterapia BIOPTRON jest holistycznym programem do samodzielnego stosowania.

Terapia nie zastąpi leczenia medycznego w zdiagnozowanych chorobach.

Koloroterapia BIOPTRON jest używana w połączeniu z medycznym urządzeniem BIOPTRON do Terapii Światłem, w którym kolorowe filtry umieszczone są w miejscu oryginalnego filtra.

Ponieważ kolorowe filtry zostały wykonane ręcznie z dmuchanego szkła, możliwe są małe nierówności na ich powierzchni (takie jak małe pęcherzyki lub oczka). Nie mają one jednak żadnego wpływu na właściwości lecznicze filtrów.

12 Programów Leczenia dla perfekcyjnego stosowania Koloroterapii BIOPTRON Compact III zostało zintegrowanych w 5 programów.

Programy powinny być dokładnie i konsekwentnie przestrzegane, w celu zapewnienia najlepszych rezultatów. Zapoznaj się z tabelami dotyczącymi zastosowania.

ZASOBY ENERGII

- 1- BRAK ZAPAŁU
- 2- SŁABA KONCENTRACJA I PAMIĘĆ

SIŁA ODPORNOŚCI

- 1- WSPIERANIE SIŁY ODPORNOŚCI

DOBRE SAMOPOCZUCIE

- 1- WEWNĘTRZNA RÓWNOWAGA
- 2- ISKRA WITALNA
- 3- RELAKSACJA W CELU ZMNIEJSZENIA LĘKU
- 4- ODBLOKOWANIE W CELU ZMNIEJSZENIA STRESU
- 5- ZDROWY SEN

PRZEMIANA MATERII

- 1- WYDALANIE I OCZYSZCZANIE
- 2- TRAWIENIE

TKANKI SKÓRY I CIAŁA

- 1- PROBLEMY SKÓRNE TWARZY I CIAŁA
- 2- UCZUCIE OCIĘŻAŁYCH NÓG I STÓP

ZASOBY ENERGII

Twoje słabe samopoczucie przemieni się w nową siłę.

Program 1 BRAK ZAPAŁU 15 min

Zobacz opis stosowania A

1 - NERKI

Light Fluid

Żółty 2 min każda nerka

Balancing Gel

2 - STREFA SPLOTU SŁONECZNEGO wątroba - woreczek żółciowy - żołądek - śledziona

Light Fluid

Pomarańczowy 3 min

Balancing Gel

3 - STOPY WEWNĘTRZE KRAWĘDZIE STÓP (strefa refleksologii odpowiedzialna za kręgosłup)

Light Fluid

Fioletowy 1 min każda, od pięty po duży paluch lewej i prawej stopy

Crystal Cream

4 - MOSTEK Odległość na szerokość jednej dłoni poniżej wcięcia obojczyka (grasica)

Light Fluid

Zielony 1 min

Żółty 1 min

Crystal Cream



Twój umysł będzie odświeżony, zwiększą się możliwości koncentracji i pamięci.

Program 2 SŁABA KONCENTRACJA I PAMIĘĆ 20 min

Zobacz opis stosowania E

1 - TWARZ - SZYJA - OBOJCZYK

Light Fluid

2 - STOPY

Light Fluid na tylnej części stóp i podszwach

Fioletowy 1 min każda, tył lewej i prawej stopy
1 min każda, podszwa lewej i prawej stopy

Balancing Gel na tylnej części stóp i podszwach

3 - KOLANA wewnętrzna i zewnętrzna powierzchnia

Light Fluid

Niebieski 1 min każde, wewnętrzne powierzchnie kolan
1 min każde, zewnętrzne powierzchnie kolan

4 - PĘPEK

Light Fluid

Zielony 1 min

Crystal Cream

5 - MOSTEK odległość na szerokość jednej dłoni poniżej wcięcia obojczyka (grasica)

Light Fluid

Niebieski 1 min

Crystal Cream

6 - SZYJA gardło, powyżej jamy gardłowej (grasica)

Żółty 1 min

7 - TYŁ GŁOWY, ŚRODEK

Czerwony 1 min



8 - GŁOWA, OCZY, OD UCHA DO UCHA PRZEZ CZUBEK GŁOWY

Pomarańczowy 1 min, zamknięte prawe oko
1 min, od lewego do prawego ucha przez czubek głowy
1 min, zamknięte lewe oko
1 min, od prawego do lewego ucha przez czubek głowy

9 - TWARZ, SZYJA, OBOJCZYK

Balancing Gel

Crystal Cream



SIŁA ODPORNOŚCI

Twoja siła odporności wzrośnie jak nigdy, sprawiając, że poczujesz się silny.

Program 1 WSPIERANIE SIŁ ODPORNOŚCI

Zobacz opis stosowania B

PORANNA SESJA 20 min

1 - JAMA USTNA I GARDŁO

Pomarańczowy 2 min

2 - SZYJA I OBOJCZYK

Light Fluid na szyję i obojczyk
Czerwony 1 min, szyja poniżej dolnej szczęki od lewej do prawej strony

Balancing Gel na szyję i obojczyk

3 - MOSTEK

Odległość na szerokość jednej dłoni poniżej wcięcia obojczyka (grasica)

Light Fluid
Zielony 1 min

Crystal Cream

4 - ŚLEDZIONA

Light Fluid
Żółty 2 min

Balancing Gel


5 - DŁONIE

Pomiędzy podstawą kciuka i palca wskazującego (miękką trójkąt)

Light Fluid
Żółty 1 min na każdej dłoni

6 - PODESZWY STÓP

Light Fluid
Balancing Gel



WIECZORNA SESJA (1 godzina przed snem)

7 min

1 - KOŚĆ OGONOWA

Light Fluid
Czerwony 2 min

2 - PĘPEK

Light Fluid
Pomarańczowy 2 min


3 - MOSTEK

Odległość na szerokość jednej dłoni poniżej wcięcia obojczyka (grasica)

Light Fluid
Zielony 1 min

4 - KOŚĆ OGONOWA, PĘPEK, MOSTEK (cała długość)

Crystal Cream



DOBRE SAMOPOCZUCIE

Poczujesz się bardziej zrównoważony, bardziej spokojny i bardziej pewny siebie.

Program 1 WEWNĘTRZNA RÓWNOWAGA 12 min

Zobacz opis stosowania C

1 - TWARZ, SZYJA, TYLNA CZĘŚĆ SZYI

Light Fluid

2 - STOPY

wewnętrzne krawędzie stóp (strefa refleksologii odpowiedzialna za kręgosłup)

Light Fluid

Fioletowy 1 min dla każdej stopy, od pięty po duże paluch

Crystal Cream

3 - SZYJA, TYŁ GŁOWY, ŚRÓDEK

Fioletowy 2 min

4 - TWARZ, SZYJA, TYLNA CZĘŚĆ SZYI

Balancing Gel

5 - STOPY

wewnętrzne krawędzie stóp (strefa refleksologii odpowiedzialna za kręgosłup)

Żółty 1 min każda stopa, od pięty po duże paluch

Crystal Cream




6 - SPLOT SŁONECZNY

Light Fluid

Zielony 2 min

Crystal Cream

Plus! Dwa razy dziennie stosuj Crystal Cream w okolicy splotu słonecznego



Iskra Witalna naładuje Twoje baterie
zapewniając sprawność mentalną i duchową

Program 2 10 min
ISKRA WITALNA

Zobacz opis stosowania G

1 - TWARZ, SZYJA, TYLNA CZĘŚĆ SZYI, MOSTEK
odległość na szerokość jednej dłoni poniżej
wcięcia obojczyka (grasica)

PĘPEK
w promieniu 4 cm (1.5 cala)
CENTRUM WITALNE HARA
szerokość 3 palców poniżej pępka
KOŚĆ OGONOWA

Light Fluid

2 - ŚRODEK CZOŁA

Żółty 1 min

3 - CZUBEK GŁOWY
najwyższy punkt na szczycie czaszki

Fioletowy 1 min

4 - SZYJA
gardło, powyżej jamy gardłowej (grasica)

Pomarańczowy 1 min

5 - PĘPEK
w promieniu 4 cm (1.5 cala)

Czerwony 1 min

6 - KOŚĆ OGONOWA

Czerwony 1 min

7 - CENTRUM WITALNE HARA
szerokość 3 palców poniżej pępka




Zielony 1 min

8 - MOSTEK
odległość na szerokość jednej dłoni poniżej
wcięcia obojczyka (grasica)

Niebieski 1 min

9 - SPLOT SŁONECZNY, TWARZ, SZYJA
TYLNA CZĘŚĆ SZYI

Crystal Cream



Odnajdziesz duchowy spokój, odzyskasz
wewnętrzny równowagę i poczujesz się bezpiecznie.

Program 3 13 min
RELAKSACJA W CELU
ZMNIEJSZENIA LĘKU

Zobacz opis stosowania D

1 - TWARZ, SZYJA, TYLNA CZĘŚĆ SZYI I USZY
uszy w promieniu 2 cm (0.8 cala)

Light Fluid

2 - LEWE UCHO
w promieniu 2 cm (0.8 cala)

Niebieski 1 min

3 - PRAWE OKO, zamknięte

Niebieski 1 min

4 - GÓRNA CZĘŚĆ NOSA
szerokość jednego palca powyżej nosa
(trzecie oko)

Fioletowy 1 min

5 - PRAWE UCHO, w promieniu 2 cm (0.8 cala)

Zielony 1 min

6 - LEWE OKO, zamknięte

Zielony 1 min

7 - TYŁ GŁOWY, środek






Fioletowy 2 min

8 - DŁONIE
zgięcie stawowe, zewnętrzna krawędź

Zielony 1 min każda dłoń

9 - SPLOT SŁONECZNY, TWARZ, SZYJA,
tylna część szyi i uszu w promieniu 2 cm (0.8 cala)

Crystal Cream



Poprawi się Twoje krążenie krwi, wzmacniając Twoją
świadomość fizyczną i stopniowo rozbijając pancerz
stresu, który odgradzał Cię od świata.

Program 4 15 min
ODBLOKOWANIE W CELU
ZMNIEJSZENIA STRESU

Zobacz opis stosowania F

1 - DŁONIE
zgięcie stawowe, zewnętrzna krawędź

Zielony 2 min każda dłoń

2 - MOSTEK
odległość na szerokość jednej dłoni poniżej
wcięcia obojczyka (grasica)

Light Fluid

Zielony 2 min

3 - SPLOT SŁONECZNY

Light Fluid

Żółty 2 min

Crystal Cream

4 - KRAWĘDŹ GÓRNEJ SZCZĘKI
poniżej miejsca między oczami

Fioletowy po lewej i po prawej stronie twarzy

5 - WĄTROBA I WORECZEK ŻÓŁCIOWY

Light Fluid

Niebieski 1 min

Balancing Gel







6 - NERKI

Balancing Gel

7 - TWARZ, SZYJA I TYLNA CZĘŚĆ SZYI

Light Fluid

Crystal Cream



Noce znów przyniosą Ci kojący sen i słodkie sny!

Program 5 (1 godzina przed snem) 20 min
ZDROWY SEN

Zobacz opis stosowania D

1 - STREFA SPLOTU SŁONECZNEGO
wątroba – woreczek żółciowy – żołądek – śledziona

Light Fluid

Zielony: 2 min, splot słoneczny

2 - ŚLEDZIONA

Light Fluid

Fioletowy 2 min

3 - WĄTROBA I WORECZEK ŻÓŁCIOWY

Pomarańczowy 2 min

4 - STREFA SPLOTU SŁONECZNEGO
wątroba – woreczek żółciowy – żołądek – śledziona
MOSTEK

odległość na szerokość jednej dłoni poniżej wcięcia obojczyka (grasica)

Crystal Cream


5 - DŁONIE

Zgięcie stawowe, zewnętrzna krawędź

Niebieski 1 min, lewa i prawa dłoń

6 - NOGI I STOPY

Balancing Gel



PRZEMIANA MATERII

Odczujesz ulgę, będziesz odnowiony i odmłodzony.
Znajomi będą komplementować Twój wspaniały wygląd.

Program 1 15 min
WYDALANIE I OCZYSZCZANIE

Zobacz opis stosowania B

1 - JEZYK I PODSTAWA JEZYKA

Pomarańczowy 2 min, język
30 sekund, podstawa języka
(uniesiony język)

2 - RĘCE
od koniuszków palców wzdłuż górnej części ręki, aż do stawu ramieniowego

Light Fluid

Niebieski 2 min, lewa i prawa ręka

Balancing Gel

3 - WĄTROBA I WORECZEK ŻÓŁCIOWY

Light Fluid

Zielony 2 min

Balancing Gel



4 - ŚRODKOWA CZĘŚĆ CIAŁA
od pępka po pęcherz

Light Fluid

Pomarańczowy 2 min

5 - BRZUCH, PACHWINY, NERKI I KRĘGOSŁUP

Balancing Gel



Program 2 15 min
TRAWIENIE

Zobacz opis stosowania D

1 - ŻOŁĄDEK I ŚLEDZIONA

Light Fluid

Pomarańczowy 2 min

Crystal Cream

2 - STOPY
wewnętrzne krawędzie stóp (strefa refleksologii odpowiedzialna za kręgosłup)

Light Fluid

Pomarańczowy 1 min każda stopa,
od pięty po duży palec

Crystal Cream

3 - BRZUCH (jelito)

Light Fluid

Zielony 3 min

Balancing Gel

4 - DŁONIE
 pomiędzy podstawą kciuka i palca wskazującego (miękki trójkąt)

Light Fluid

Zielony 1 min górna część każdej dłoni

5 - RAMIONA
od szyi do stawu ramieniowego


Light Fluid

Czerwony 1 min, górna część lewego
i prawego ramienia

Balancing Gel

6 - TYŁ GŁOWY, ŚRODEK

Czerwony 1 min



WAŻNE

Zobacz – OPIS 1

WAŻNE

Zobacz – OPIS 1

Zobacz – OPIS 2



SKÓRA I METABOLIZM TKANEK CIAŁA

Twoja skóra będzie zregenerowana, co spowoduje, że niedoskonałości, zmarszczki i oznaki starzenia znikną. Twój nowy wygląd zostanie zauważony!

Program 1 PROBLEMY SKÓRY TWARZY I CIAŁA 10-15 min

Zobacz opis stosowania D

1 - TWARZ, SZYJA, OBOJCZYK I OBSZAR SPLOTU SŁONECZNEGO

wątroba – woreczek żółciowy – żołądek – śledziona
PĘPEK: w promieniu 4 cm (1.5 cala)
STOPY: tylna część i podeszwy

Light Fluid

Crystal Cream

2 - STOPY

Pomarańczowy 1 min odcinek poniżej tzw. kłębu lewej i prawej stopy (strefa refleksologii odpowiedzialna za strefę splotu słonecznego i nerek)

3 - STREFA SPLOTU SŁONECZNEGO

wątroba – woreczek żółciowy – żołądek – śledziona

Pomarańczowy 2 min

4 - GŁOWA

od linii włosów przez czubek głowy po tylną część szyi

Fioletowy 1 min, 3 cm (1.18 cali) na lewo i prawo od środka głowy

5 - STREFY DOTKNIĘTE CHOROBA

Light Fluid Jeżeli jeszcze nie został zastosowany zgodnie z 1

Niebieski 1-3 min, w zależności od rozmiaru powierzchni objętej chorobą

Balancing Gel Jeżeli nie został jeszcze zastosowany zgodnie z 1


Żółty 1-3 min, w zależności od rozmiaru powierzchni objętej chorobą

Crystal Cream Jeżeli masz suchą skórę, stosuj Crystal Cream kilka razy dziennie!

WAŻNE

Zobacz – OPIS 1

Zobacz – OPIS 2



Twoje ciało będzie takie lekkie, poczujesz taką ulgę, że będzie Ci się wydawało, że stąpasz po chmurach.

Program 2 UCZUCIE OCIEŻAŁYCH NÓG I STÓP 20 min

Zobacz opis stosowania D

1 - PACHWINY, NOGI, STOPY

Light Fluid

2 - STREFA SPLOTU SŁONECZNEGO

wątroba – woreczek żółciowy – żołądek – śledziona

Light Fluid

Pomarańczowy 1 min

3 - PACHWINY

Czerwony 1 min każda, lewa i prawa strona pachwiny

4 - NOGI

Żółty 2 min każda, od kostki w górę
Balancing Gel na pachwinę, nogi i stopy

Plus! Jeden raz dziennie dodatkowa aplikacja Balancing Gel na pachwiny, nogi i stopy.

5 - STOPY

Pomarańczowy 1 min każda, po środku podstawy lewej i prawej stopy

Fioletowy 1 min każda stopa, na poprzecznym odcinku poniżej kłębu lewej i prawej stopy


Zielony 1 min każda stopa, na tylnej części lewej i prawej stopy

6 - POŚLADKI

Light Fluid

Żółty 1 min każdy pośladek

Balancing Gel



OPIS STOSOWANIA A

Poniższy program należy stosować regularnie, szczególnie w sytuacjach wysokiego poziomu stresu:

- 4 razy w tygodniu, najlepiej raz dziennie
- zalecana długość kuracji: 2 tygodnie

OPIS STOSOWANIA B

Poniższy program należy stosować regularnie, szczególnie w sytuacjach wysokiego poziomu stresu:

- 4 razy w tygodniu, najlepiej raz dziennie
- zalecana długość kuracji: 3 tygodnie

OPIS STOSOWANIA C

Poniższy program należy stosować regularnie, szczególnie w sytuacjach wysokiego poziomu stresu:

- 5 razy w tygodniu, najlepiej raz dziennie
- zalecana długość kuracji: 2 tygodnie

W przypadku sytuacji mniej stresujących, sporadyczna i krótkotrwała terapia również może być pomocna

OPIS STOSOWANIA D

Poniższy program należy stosować regularnie, szczególnie w sytuacjach wysokiego poziomu stresu:

- 5 razy w tygodniu, najlepiej raz dziennie
- zalecana długość kuracji: 3 tygodnie

W przypadku sytuacji mniej stresujących, sporadyczna i krótkotrwała terapia również może być pomocna

OPIS STOSOWANIA E

Poniższy program należy stosować regularnie, szczególnie w sytuacjach wysokiego poziomu stresu:

- 5 razy w tygodniu, najlepiej raz dziennie
- zalecana długość kuracji: 4 tygodnie

W przypadku sytuacji mniej stresujących, sporadyczna i krótkotrwała terapia również może być pomocna

OPIS STOSOWANIA F

W sytuacjach wysokiego poziomu stresu poniższy program powinno się stosować kilka razy z 1-godzinnymi przerwami, aż do ustąpienia napięcia.

Można też stosować program regularnie zarówno dla terapii krótkotrwałej i długiej:

- 5 razy w tygodniu, najlepiej raz dziennie

OPIS STOSOWANIA G

Program witalny jest składnikiem Twojej duchowej apteczki i może być stosowany w każdym momencie i tak długo jak tego potrzebujesz.

WAŻNE – OPIS 1

Pij 2 do 3 litrów płynów dziennie. Napoje takie jak herbata ziołowa, woda i soki owocowe stymulują procesy i produkty wydalania.

WAŻNE – OPIS 2

Jedz lekko i zdrowo. Wyeliminuj słodczyce oraz tłuste i ciężkostrawne pokarmy z Twojej diety. Wieczorami jedz tylko małe ilości.



ŹRÓDŁA INFORMACJI O KOLOROTERAPII

ANDERSON, MARY, Color Healing, The Aquarian Press, 1979
CAYCE, EDGAR, Auras, An Essay on the Meaning of Colors, A.R.E Press, 1973
CHIAZZARI, SUZY, The Complete Book of Color, Element, 1998
DALICHOW, IRENE and BOOTH, MIKE, Aura-Soma, Hay House Inc., 1996
DINSHAH, DARIUS, Let There Be Light, NJ USA, ISBN 0-933917-00-7
GIMBEL, THEO, Healing Through Color, The C.W.I Daniel Company Ltd., 1980
GIMBEL, THEO, The Color Therapy Workbook, Element, 1993
GRAHAM, HELEN, Healing with Color, Newleaf, 1996
HOLBECHE, SOOZI, The Power of Gems and Crystals, Piatkus, 1989
KELLY, JOHN, The All-Seasons Garden, Windward, 1987
LACY, MARIE LOUISE, Know Yourself Through Color, The Aquarian Press, 1989
LACY, MARIE LOUISE, The Power of Color to Heal the Environment, Rainbow Bridge Publications, 1996
OUSELEY, S.G.J., Color Mediations, L.N. Fowler & Co. Ltd., 1949
POLUNIN, MIRIAM, Healing Foods, Dorling Kindersley, 1997
SUN, HOWARD & DOROTHY, Color Your Life, Piatkus, 1998
SUNDT, THERESA, Color Therapy Presentation 2007, www.color-discovery.com
SUNDT, THERESA, The Art of Color Therapy, 2007
VERNER-BONDS, LILIAN, Color, Southwater, 1999
WALL, VICKY, the Miracle of Color Healing, Thorsons, 1995
WAUTERS, AMBIKA and THOMPSON, GERRY, Principles of Color Healing, Thorsons, 1997
WILLS, PAULINE, Working With Color, Hodder & Stoughton, 1999

**NOWA OFERTA!
NOWA PRACA! NOWE PRODUKTY!
NOWE PERSPEKTYWY!**

Zostań naszym **DORADCĄ**

Poszukujemy osób, które:

- ▶ chcą dobrze zarabiać
- ▶ cenią radość życia
- ▶ chcą spełnić swoje marzenia
- ▶ chcą pracować w renomowanej firmie
- ▶ chcą mieć satysfakcję z pracy
- ▶ lubią kontakt z innymi ludźmi

**solidna
firma 2011**



SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

TO PRACA REKOMENDOWANA PRZEZ 130 000 PRZEDSTAWICIELI ZEPTEK!

ZAMÓW BEZPŁATNĄ PREZENTACJĘ!
Czekamy na Twój telefon!



zepter
INTERNATIONAL
LIVE LONGER

ZEPTEK INTERNATIONAL POLAND Sp. z o.o., ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa
Infolinia: 22 230 99 40, Ekspreslinia: 22 493 62 22, www.zepter.pl

BIOPTRON

CERTYFIKATY JAKOŚCI

Certyfikat Zapewnienia Jakości (DEKRA)
potwierdzający, że BIOPTRON AG spełnia międzynarodowe standardy jakości dla producentów urządzeń medycznych ISO 9001:2000 – ISO 13485:2000



Certyfikat Systemu Zapewnienia Jakości (DEKRA)

zapewniający, że BIOPTRON AG spełnia najwyższe standardy Unii Europejskiej według Dyrektywy 93/42/EEC (Dyrektywa Wspólnoty Europejskiej dla producentów urządzeń medycznych)



CERTYFIKATY SQS I IQNET

zaświadczające, że BIOPTRON AG spełnia międzynarodowe standardy jakości dla producentów urządzeń medycznych ISO 9001:2000 – ISO 13485:2000 wydane na terytorium Szwajcarii



BIOPTRON COMPACT III



Zasilanie	100-230 V~, 50/60 Hz
Pobór prądu	56 VA
Bezpiecznik	-
Moc halogenu	20 W
Klasa bezpieczeństwa	Class II - IP 20
Typ aparatu (symbol)	Type BF ㉔
Waga	0,5 kg
Temperatura	
- podczas użycia	od + 10°C do + 40° C
- podczas przechowywania	od - 30°C do + 45° C
Długość fali	480 - 3400 nm
Stopień polaryzacji	>95% (590-1550nm)
Średnia gęstość mocy	40 mW/cm ²
Wydatek energet. na min.	2,4 J/cm ²
Oznaczenia CE (UE)	CE 0124

BIOPTRON PRO 1



Zasilanie	100-230 V~, 50/60 Hz
Pobór prądu	160 VA
Bezpiecznik	-
Moc halogenu	50 W
Klasa bezpieczeństwa	Class II - IP 20
Typ aparatu (symbol)	Type BF ㉔
Waga	3.4 kg
Temperatura	
- podczas użycia	od + 10°C do + 40° C
- podczas przechowywania	od - 30°C do + 45° C
Długość fali	480 - 3400 nm
Stopień polaryzacji	>95% (590-1550nm)
Średnia gęstość mocy	40 mW/cm ²
Wydatek energet. na min.	2,4 J/cm ²
Oznaczenia CE (UE)	CE 0124

BIOPTRON 2



Zasilanie	100-230 V~, 50/60 Hz
Pobór prądu	1.4 - 1.0 A
Bezpiecznik	T2A/250 V
Moc halogenu	90 W
Klasa bezpieczeństwa	Class II - IP 20
Typ aparatu (symbol)	Type B ㉔
Waga	4.3 kg
Temperatura	
- podczas użycia	od + 10°C do + 40° C
- podczas przechowywania	od - 30°C do + 45° C
Długość fali	480 - 3400 nm
Stopień polaryzacji	>95% (590-1550nm)
Średnia gęstość mocy	40 mW/cm ²
Wydatek energet. na min.	2,4 J/cm ²
Oznaczenia CE (UE)	CE 0124



ZESTAW DO KOLOROTERAPII BIOPTRON Compact III



BIOPTRON 
C O L O R T H E R A P Y
By Zepter Group



PRZYJDŹ I WYPRÓBUJ: ZA DARMO!

Jeżeli chcesz poznać
MOC KOLORÓW
i odnaleźć SWÓJ OSOBISTY KOLOR,
dowiedzieć się, co kolor mówi o Tobie

MISJA ZDROWIA

PRODUKTY FIRMY ZEPTER
STANOWIĄ POMOST
ŁĄCZĄCY CZŁOWIEKA Z NATURĄ.

DOŁĄCZ DO NAS

☎ 22 230 99 40

(opłata wg obowiązującej taryfy lokalnej)

BIOPTRON 
C O L O R T H E R A P Y
By Zepter Group

www.zepter.pl



**KOLOR TO ENERGIA,
KOLOR TO ŻYCIE,
KOLOR TO ZDROWIE.**



ZEPTER INTERNATIONAL POLAND Sp. z o.o.
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 37
INFOLINIA: **22 230 99 40**, www.zepter.pl